

	LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATKÉRŐ LAP Szakellátások részére Tel: 42/599-789 Honlap: www.josa.hu e-mail: josalabor@josa.hu	B 7-10/77-13 Változat: 2 Lap: 1/2 Hatályba lépés: 2017. 04. 04.
---	--	--

TAJ		Nem/szül.idő				Vonalkód helye (Kérjük szabadon hagyni!)			
Beteg neve									
Anyja neve		Állampolg.	H	U	N		/		
Irányítósz.		Helység:		Tér. kat.	1		4	E	egyéb
Utca, házsz.		Beküldő hosszú bélyegzője:			Pecsétszám	Orvos bélyegzője (nem fénymásolt!)			
Bek. kódja					Orvos aláírása:				
Naplószám									
Beutaló dátuma		Telefonszám	06		Diagnózis (BNO kód)				
Esedékesség		JAO Központi Laboratórium, Nyíregyháza			Mintavétel ideje				
Beut. iránya	1 5 0 1 2 5 0 1 0						Mintát vette		
Területi ellátási kötelezettség ("X")		☐		24 órás gyűjtött vizelet mennyisége:		ml			

A vizsgálatkérő lap a beutaló/esedékesség dátumától számított 90 napig érvényes! • • Hiányosan / nem olvashatóan kitöltött kérelmeket nem tudunk elfogadni!
• • EU beteg kérelméhez kérjük csatolni az EU biztosítási kártya mindkét oldalának fénymásolatát, útleveleszámát.

KÉMIA-IMMUNKÉMIA				VIZELETVIZSGÁLATOK				DIABETES MONITOROZÁS			
ASAT (GOT)	P	1	Anorg. foszfát	P	30	Vizelet ált.+ül.	V	110	Hgb A1c (3 hó)	L	128
ALAT (GPT)	P	2	Kalcium	P	31	Vizelet kalcium	V	90	Fruktózin (3 hét)	P	129
LDH	P	3	Magnézium	P	32	Vizelet kreatinin	V	91	Glükóz (30') terhelés	S	71
CK	P	4	Vas (2 hét)	P	33	Vizelet foszfor	V	92	Glükóz (60') terhelés	S	72
CK-MB	P	5	Transzferrin (2 hét)	P	34	Vizelet karbamid	V	93	Glükóz (90') terhelés	S	73
Gamma GT	P	6	Szol.transzf.rec. (2 hét)	P	35	Vizelet húgysav	V	94	Glükóz (120') terhelés	S	74
Alkalikus foszfatáz	P	7	Transzferrin szaturáció*	P	36	Vizelet glukóz *	V	95	Inzulin	P	200
Alfa-amiláz	P	8	* Számított! Fe, Transf. kéréseket indikál						Inzulin (30') terhelés	P	201
(Pseudo)-kolinészteráz	P	10	Ferritin (2 hét)	P	37	* csak friss vizeletekből!			Inzulin (60') terhelés	P	202
Karbamid	P	11	Réz	P	38	Vizelet amiláz	V	96	Inzulin (90') terhelés	P	203
Kreatinin	P	12	Cink	P	39	Vizelet összfehérje	V	97	Inzulin (120') terhelés	P	204
Cisztatin C	P	14	Nátrium	P	40	Vizelet totál protein/kreatinin	V	278	C-peptid	P	205
Húgysav	P	15	Kálium	P	41	Vizelet albumin	V	98	C-peptid (30') terhelés	P	206
Össz-koleszterin (2hét)	P	16	Klorid	P	42	Vizelet albumin/kreatinin ráta	V	279	C-peptid (60') terhelés	P	207
Triglicerid (2 hét)	P	17	IgG	P	43	Vizelet magnézium	V	99	C-peptid (90') terhelés	P	208
HDL-koleszterin (2 hét)	P	18	IgA	P	44	Vizelet nátrium	V	100	C-peptid (120') terhelés	P	209
LDL-koleszterin*	P	19	IgM	P	45	Vizelet kálium	V	101	GYÓGYSZERSZINT		
* Számított! Össz-kol., Trig., HDL-kol. kéréseket indikál			Komplement-3	P	46	Vizelet klorid	V	102	Carbamazepin	P	173
Glucose	P	20	Komplement-4	P	47	Vizelet VMA	V	103	Valproinsav	P	174
Összbilirubin	P	21	Coeruloplazmin	P	48	Vizelet 5-HIA	V	104	Phenytoin	P	177
Direkt bilirubin	P	22	Haptoglobin	P	49	Vizelet ozmolalítás	V	105	Digoxin	P	178
Összfehérje	P	23	Kappa - Lambda könnyűlánc (1 hó)	P	50,51	Endogén kreatinin clearance*	P	13	Theophyllin	P	175
Albumin	P	24	Alfa-1-antitripszin	P	52	* A vizsgálathoz 24 órás gyűjtött vizelet szükséges. Kérése se Kreatinint indikál!			Phenobarbitál	P	176
Prealbumin	P	25	Apolipoprot. A1 (2 hét)	P	53	Drog panel (kimutatás)*	V	106	Lítium	P	56
CRP	P	26	Apolipoprot. B (2 hét)	P	54	Viz. Barbiturát*	V	107	Gentamicin (völgy)	P	238
AST	P	27	Lipoprotein(a) (2 hét)	P	55	Viz. Benzodiazepin*	V	108	Gentamicin (csúcs)	P	239
Rheuma faktor	P	28	Ozmolalítás	P	60	Viz. triciklikus antidepressz.*	V	109			
			Egyéb testf. amiláz		68	* csak friss vizeletekből!					
			Egyéb testf. Lipáz		69						

Jelmagyarázat: P: natív piros; L: EDTA-s lila; K: citrátos kék; F: We fekete; Sz: cukros szürke; V: vizelet; PJ: natív piros, jég között; LJ: Lila EDTA-plazma, jég között; Z: heparinos zöld

A vizsgálat után zárójelben, a szabálykönyvi időkorlátozás látható. Az utolsó oszlop a vizsgálat belső laborkódja, kérjük ne írjanak rá!

	LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATKÉRŐ LAP Szakellátások részére Tel: 42/599-789 Honlap: www.josa.hu e-mail: josalabor@josa.hu	B 7-10/77-13 Változat: 2 Lap: 1/2 Hatályba lépés: 2017. 04. 04.
---	--	---

HAEMATOLÓGIA				HORMONOK				AUTOIMMUNITÁS				KÓROKOZÓ SZEROLÓGIA			
Kvalitatív vérkép	L	120		TSH supersens. (1 hó)	P	141		Thyreoglobulin spec.AT.	P	145		HBsAg	P	250	
Kvalitatív vérkép+retic.	L	121		FT3 (1 hó)	P	142		Anti-TPO	P	146		Anti-HBs AT	P	251	
PLT citrátos mintából	K	123		FT4 (1 hó)	P	143		Anti-filaggrin	P	179		Anti-HBc AT (total)	P	252	
PLT heparinos mintából	Z	124		Prolactin	P	182		Antinucleáris faktor	P	240		Anti-HCV AT (IgG)	P	253	
Mikroszkópos kvalitatív	L	127		LH	P	180		Anti-ds DNA	P	241		Toxoplasma gondii	P	254	
Festett kenet készítése	L	125		FSH	P	181		Extrahálható nukleáris Ag	P	242		CMV	P	255	
HAEMOSZTÁZIS				Oestradiol	P	183		elleni AT (SS-A, SS-B, Jo1, Scl70, Sm/RNP)				Epstein-barr vírus	P	256	
Protrombin idő	K	130		Progeszteron	P	184		Kardirolipin AAT	P	243		Adenovírus	P	257	
Trombin idő	K	131		17-alfa-OH-progeszteron	P	185		Gliadin ellenes AT(3 hó)	P	244		HSV 1-2	P	258	
APTI	K	132		HCG (total)	P	186		Szöveti transzglutamináz	P	245		Helicobacter pylori	P	259	
Fibrinogén	K	135		Testoszteron	P	189		ellenes AT (3 hó)				RS vírus	P	260	
D-dimer meghatározás	K	136		DHEA-szulfát	P	190		P-ANCA (MPO)	P	246		Rubeola vírus	P	261	
Thrombophilia* (!)	a	139		Szexhormont kötő feh.	P	191		C-ANCA (PR3)	P	247		Borrelia burg.	P	262	
* Teszt részei: APC rezisztencia, Lupus anticoag.szűrőteszt, Protein C, Protein S, Antithrombin III., Fibrinogén, Prot., APTI, TI. Lásd.: (b) megjegyzést!				ACTH (!)	b	192		TUMORMARKEREK				Mycoplasma pneumoniae	P	263	
				Parathormon (!)	c	193		AFP (1 hó)	P	153		Chlamydia pneumoniae	P	264	
				Cortisol (reggel)	P	194		CEA (1 hó)	P	154		Chlamydia trachomatis	P	265	
				Cortisol (délután)	P	195		CA 125 (1 hó)	P	155		Varicella-zoster vírus	P	266	
				Viz.cortisol ürítés(!)	d	196		CA 15-3 (1 hó)	P	156		EGYÉB			
Lupus anticoag. szűrőteszt*	K	138		Osteocalcin (3 hó) (!)	e	216		CA 19-9	P	157		Vérsejtsüllyedés	F	140	
* A szűrőteszt pozitív eredménye Lupus anticoag. megerősítő tesztet indikál				Calcitonin	P	217		CA 72-4	P	158		B12 vitamin (2 hó)	P	197	
				Thrombocyta aggregáció**		125		S-100	P	159		Folsav (2 hó)	P	198	
* thrombocyta funkció v. nincs thrombocyta gátló terápia				Thyreoglobulin (1 hó)	P	144		Növekedési hormon	P	159		Terhességi t. (vizelet)	V	187	
				Növekedési hormon	P	210		HGH (30') terhelés	P	211		Kóanalízis	kő	59	
* (Arachidonsav) Aspirin terápia és egyéb COX gátlók monitorozása				HGH (60') terhelés	P	212		NSE (1 hó)	P	170		Széket vér (imm.mód.)	sz	58	
				HGH (90') terhelés	P	213		Béta-2 mikroglobulin (1	P	171		Myoglobin	P	148	
Thrombocyta aggregáció (ADP2)**				HGH (120') terhelés	P	214		Vizelet béta-2	V	172		Homocisztein (!)	f	199	
				ALLERGIA				PSA (1 hó)	P	150		Vizelet pyrilins (3 hó)	d	215	
* Clopidogrel és egyéb ADP antagonisták terápia monitorozása				All. spec. IgE Inhalatív	P	230		Szabad PSA (1 hó)	P	151		Véralkohol (!)	g	63	
				All. spec. IgE Inhalatív	P	231		ELFO							
				All. spec. IgE Nutritív 1	P	232		Fehérje elektroforézis	P	220					
				All. spec. IgE Nutritív 2	P	233		Vizelet fehérje ELFO	V	221					
				Össz IgE (1 hó)	P	235		Fehérje immunfixáció	P	222					
# Csak a nyíregyházi laboratóriumban vehető le előzetes időpont kérésével: (42) 599-700/1483 mellék								Vizelet feh. immunfix.	V	223					

Jelmagyarázat:

P: natív piros; L: EDTA-s lila; K: citrátos kék; F: We fekete; Sz: cukros szürke; V: vizelet; PJ: natív piros, jég között; LJ: Lila EDTA-plazma, jég között, Z: heparinos zöld

Megjegyzések:

Hiányosan / nem olvashatóan kitöltött kérelmeket nem tudunk elfogadni.

EU beteg kérelméhez kérjük csatolni a biztosítási kártya mindkét oldalának másolatát. TAJ helyére az útlevele számát kérjük.

A vizsgált után zárójelben, a **szabálykönyvi időkorlátozás** látható.

Az utolsó oszlop a vizsgálat belső laborkódja, kérjük ne írjanak rá!

Vizelet vizsgálatok: A kémiai vizsgálatokat végezzük gyűjtött és friss vizeletből is. Ha gyűjtött minta érkezik, kérjük a gyűjtés idejét és mennyiségét feltüntetni. Ez esetben az eredményhez ref. tartományt is meg tudunk adni. Friss mintánál csak a koncentrációt.

Glükóz terhelés (OGTT): Ha a terhelés nem 75 g glükózzal történt, kérjük megjegyzésként jelezni!

Speciális kezelést igénylő vizsgálatok:

- Thrombophilia panel:** A vizsgálatok csak abban az esetben végezhetők el, ha a minta (3 cső kék, Citrátos) a mintavételtől számított max. 4 órán belül a laboratóriumba érkezik, ill. ha a vérvétel a JÁOK Központi Laboratóriumban történik. Beküldött minta esetén kérjük a **mintavétel pontos időpontját (óra, perc)** a kérelmlapon feltüntetni!
- ACTH:** Vérvétel után a csövet **(lila, EDTA) jég közé** kell tenni, azonnal centrifugálni és **a plazmát lefagyasztani**.
- Parathormon:** A szérumban stabilitása szobahőn: 4 óra, +4°C-on: 48 óra! **A szérumban szeparálni kell és azonnal hűtőbe** tenni!
- Viz.cortisol ürítés, Vizelet pyrilins:** Csak 24 órás gyűjtött vizeletből végezzük:
- Osteocalcin:** Vérvétel után a csövet **(piros, natív) jég közé** kell tenni, azonnal centrifugálni és **a szérumban lefagyasztani**.
- Homocisztein:** Vérvétel után a csövet **(lila, EDTA)** azonnal centrifugálni és **a plazmát lefagyasztani**. Ha nem megoldott az azonnali centrifugálás jég közé kell tenni centrifugálásig. A laboratóriumba csak a lefagyasztott plazma küldhető!
- Véralkohol:** A csövet **(lila, EDTA)** jól lezárva, 2-4 °C-on haladéktalanul kell küldeni!

A vizsgált után zárójelben, a szabálykönyvi időkorlátozás látható. Az utolsó oszlop a vizsgálat belső laborkódja, kérjük ne írjanak rá!